

№ п/п	Показатель	Норма	Результат
		цветного стекла 1-го гидролитического класса. На каждую ампулу наклеена этикетка самоклеящаяся. По 5 ампул каждого компонента - препарата в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по применению - в пачку из картона	
16	Маркировка	В соответствии с НД	
17	Транспортирование	При температуре не выше минус 18°С	
18	Хранение	Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18 °С.	
19	Срок годности	Компонент I – 6 месяцев Компонент II – 6 месяцев	

Заключение: Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, раствор для внутримышечного введения, компонент I - 0,5 мл/ доза + компонент II - 0,5 мл/доза, Компонент I - серия I -590421 , Компонент II -серия II-470421 соответствует требованиям НД



Начальник ОКК

Т.А. Манцурова

Уполномоченное лицо

М.Ю.Чернуха

« 26» мая 2021 года

