

№ п/п	Показатель	Норма	Результат
		серотипа и ген гликопротеина S вируса SARS-CoV-2  Должен вызывать образование специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2	человека 5 серотипа и ген гликопротеина S вируса SARS-CoV-2  Соответствует
3	<b>Прозрачность</b> <i>Компонент I</i>  <i>Компонент II</i>	После размораживания раствор должен выдерживать сравнение с эталоном III  После размораживания раствор должен выдерживать сравнение с эталоном III	Соответствует  Соответствует
4	<b>Цветность</b> <i>Компонент I</i>  <i>Компонент II</i>	После размораживания раствор должен быть бесцветным или интенсивность окраски раствора не должна превышать эталон Y <sub>6</sub>  После размораживания раствор должен быть бесцветным или интенсивность окраски раствора не должна превышать эталон Y <sub>6</sub>	Соответствует  Соответствует
5	<b>Механические включения</b> <i>Компонент I</i>  <i>Компонент II</i>	Видимые механические включения должны отсутствовать  Видимые механические включения должны отсутствовать	Видимые механические включения отсутствуют  Видимые механические включения отсутствуют
6	<b>pH</b> <i>Компонент I</i> <i>Компонент II</i>	от 6,0 до 8,0 от 6,0 до 8,0	7,34 7,58
7	<b>Извлекаемый объем</b> <i>Компонент I</i>  <i>Компонент II</i>	Измеренный объем должен быть не менее суммы номинальных объемов исследованных упаковок  Измеренный объем должен быть не менее суммы номинальных объемов исследованных упаковок	Соответствует  Соответствует
8	<b>Стерильность</b> <i>Компонент I</i> <i>Компонент II</i>	Должен быть стерильным Должен быть стерильным	Стерильный Стерильный
9	<b>Специфическая безопасность</b>		

